



Lavage oculaire 5 ml PHYSIODOSE - Boite de 100 unités

FABRICATION FRANCAISE Vendu à la boîte de 40 unités

DESCRIPTION La solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % est un sérum physiologique stérile, sans conservateur, non injectable.

Présenté en unidose, le sérum physiologique est hygiénique et permet facilité et sécurité d'emploi. CLASSIFICATION DU PRODUIT EN EUROPE Dispositif médical de classe IIa. COMPOSITION Chlorure de sodium ... 0,9 g Eau purifiée q.s.p. 100 mL INDICATIONS

Conseillé chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte : Pour l'hygiène nasale : en instillation ou en lavage pour les nez secs ou encombrés, Pour l'hygiène oculaire : en instillation, en lavage ou en bain, Pour le rinçage auriculaire, Pour le lavage des plaies, Pour inhalation en aérosolthérapie. MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI Comment utiliser la solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % ? Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes utilisations. A usage unique et individuel. Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant la partie supérieure. Pour l'hygiène nasale et oculaire La solution de chlorure de sodium stérile à 0,9 % peut être utilisée quotidiennement pour l'hygiène nasale et oculaire, à raison d'1 à 6 lavage(s) par jour, en fonction des besoins.

SKU: 7LAO0005