


# Test salivaire 5 drogues Narcocheck

Test salivaire multi-drogues (5 en 1) - FT Vendu à l'unité Ce test permet le dépistage salivaire simultané des 5 drogues les plus consommées actuellement. Stupéfiants dépistés : THC : cannabis, marijuana, haschish COC : cocaïne et crack OPI : héroïne et opiacés AMP : amphétamines MET/MDMA : methamphétamine et ecstasy Chaque drogue est dépistée de façon indépendante. Ce test affichera donc un résultat par drogue Ce test est un outil qualitatif, de type "NON / OUI", et délivrera donc un résultat "NEGATIF" ou "POSITIF" pour chacune des drogues. La détection du cannabis n'a jamais été aussi efficace ! Ce test salivaire cible le Δ9-THC, c'est à dire la molécule de cannabis que l'on retrouve spécifiquement dans la bouche. La fumée des cigarettes de cannabis en est saturée. Cette fumée va contaminer la cavité buccale lorsqu'une personne fume un joint, et y laisse des traces pendant plusieurs heures. Ainsi, ce test salivaire détecte notamment les mêmes traces de cannabis que celles recherchées lors des dépistages pratiqués en bord de route par la Police et la Gendarmerie. Il s'agit donc d'une véritable innovation en matière de dépistage salivaire, et non d'un simple test urinaire modifié. Données techniques Seuils de détection : Chaque substance est dépistée à un seuil de détection spécifique. Si l'échantillon de salive analysé concentre un niveau de drogue supérieur au seuil indiqué, le test sera positif pour cette drogue, sinon, le test sera négatif. Test salivaire multi-drogues (5 drogues) NarcoCheck® substances détectées concentration (ng/ml) Δ9-THC (cannabis pur) 10 COC (cocaïne) 20 OPI (Héroïne, opiacés) 10 AMP (amphétamines) 25 MET/MDMA (Methamphetamine, Ecstasy) 50 Temps de détection du cannabis dans la salive : quel que soit le test utilisé, le THC (principe actif du cannabis) ne peut en aucun cas être détecté plus de 4 à 6 heures dans la salive. Le seuil de détection extrêmement bas du test salivaire NarcoCheck permet d'exploiter pleinement cette fenêtre de temps. Le temps de détection de notre test sera donc de 4 à 6 heures après le dernier joint fumé, quel que soit le niveau de consommation. Temps de détection des autres drogues : la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines et l'ecstasy pourront être dépistés grâce à ce test sur une période de 24 à 48 heures après la dernière prise. Ce temps peut varier en fonction du métabolisme propre à chacun, ainsi que de la quantité et la qualité de la drogue qui a été consommée. Mode d'emploi 1- Placer la languette en bouche et saliver desuus quleques secondes. 2- Le test démarre automatiquement. 3- Lire les résultats après 10 minutes. Le test est composé de 3 bandelettes réactives, chacune dépistant 1 à 2 drogues. Sur chaque bandelette une ligne rouge s'affichera (ou pas) en position 1 et 2. A gauche : 1 = COC (cocaïne), 2 = AMP (amphétamines). Au centre : 1 = THC (cannabis). A droite : 1 = OPI (opiacés, héroine etc.), 2 = MET (méthamphétamine et ecstasy). C = les lignes de contrôle; elles doivent toujours être présentes sinon le test est invalide. Lorsqu'une ligne rouge apparaît (même faiblement) à côté d'une drogue, le test est négatif pour cette drogue. Si aucune ligne n'apparaît à côté d'une drogue, le test est positif pour cette drogue.

**SKU:** 10TSM0001