

HARTMANN



Mikrobac®Tissues

Lingettes de désinfection sans alcool dans un emballage pratique.
Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces sensibles à l'alcool
et des surfaces des dispositifs médicaux non invasifs.



Les avantages

- lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi
- distribution facile de lingettes individuelles à partir d'un emballage refermable
- sans alcool, sans aldéhyde, sans colorant et sans parfum
- solution brevetée : libération efficace des ingrédients actifs pendant la désinfection
- convient également aux matériaux sensibles à l'alcool
- peut être utilisé en alternance avec des produits à base d'autres substances actives (aldéhydes ou amines, par exemple) sans aucun problème
- compatible contact alimentaire (TP4)

Indication

Désinfection des surfaces et des DM non invasifs


Mikrobac® Tissues

Propriétés microbiologiques

Mikrobac® Tissues est prêt à l'emploi.

Efficacité	Méthode de test/Norme	Condition	Temps d'exposition
Bactéries et Fungi			
Bactéricidie / Levuricidie	EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	saleté	30 sec
	VAH*	saleté	1 min
Virus			
Virucidie contre virus enveloppés (y compris VHB, VIH, VHC)	EN 14476	propreté et saleté	15 sec
	DVV		30 sec
Polyomavirus	DVV		1 min
Rotavirus	DVV		30 sec
Norovirus	EN 14476	propreté et saleté	4 h
Agro-alimentaire			
Bactéricidie/ Levuricidie zone de traitement des aliments	EN 13697 / EN 1276 / EN 1650	propreté (4 °C, 10 °C et 20 °C)	1 min
		saleté (4 °C, 10 °C et 20 °C)	5 min

*mécanique



Dimensions

Lingette : 180 x 200 mm

Réglementation

Mikrobac® Tissues est un DM de classe IIa. Fabricant : BODE Chemie GmbH . Organisme notifié : CE0482. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou sur l'étiquetage).

Mikrobac® Tissues est un produit biocide TP2 et TP4, utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Date de création : 10/2023.

Produit	Référence	Conditionnement
Mikrobac® Tissues Sachet de 80 lingettes	981 387	1 carton de 6 sachets



CE 0482



Aide. Soigne. Protège.

Laboratoires PAUL HARTMANN S.à.r.l
9, route de Sélestat
67730 Châtenois
RCS COLMAR 325 158 038

Tél : 03 88 82 43 43
Fax : 03 88 82 70 94
www.hartmann.fr



DESINFURSUF102023