



Rouleau sparadrap tissu 2,5cmX5m

Description: Sparadrap 2,5cm x 5m Sparadrap adhésif oxyde de zinc avec support tissé. Idéal pour la fixation de compresses de gaze, d'aiguille, sonde ou cathéter . La matière tissée permet à la peau de respirer. Vendu à l'unité, conditionné par boîte de 12. Matière: Support tissé 60%, adhésif oxyde de zinc 40% Couleur: chair Instructions d'utilisation -Nettoyez soigneusement la plaie et le pourtour de la plaie -Mettez la compresse propre sur la plaie. -Découpez la longueur de sparadrap. -Lire la notice avant utilisation. Précautions d'emploi et Contre indications -Ce produit est jetable, il ne peut pas être réutilisé - Ce produit doit être utilisé sur une peau propre et sèche. -Ne pas appliquer les rubans adhésifs directement sur la plaie ou la peau endommagée. -Si vous avez des allergies cutanées, veuillez suivre les conseils de votre médecin

SKU: 6SPT0001