



Sac isothermique

Sac isothermique avec 3 compartiments pour membres sectionnés. Poche isotherme pour récupération de membre sectionné. Permet de conserver le membre sectionné pendant le temps de la prise en charge du blessé. Ce sac isothermique est équipé d'une fermeture en velcro. Caractéristiques : Couleur : Gris Taille : 34 x 26 cm. Poids : 0,043 kg. Conditionnement : Vendu à l'unité.

SKU: 10ISO0002



Trousse de secours ABS pour PPMS Complète avec Support Mural

Trousse de secours pour Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) spécial confinement. Contient le matériel nécessaire pour réaliser les premiers soins et protéger la zone de confinement. Conforme à la circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015, relative à l'élaboration du PPMS. COMPOSITION: 4PPV0000 Trousse ABS Vide avec Joint Pour PPMS + Support Mural X1 10SUE0001 Sucre enveloppé Unité X10 10MIN1622 Sachet Minigripp 160x220 cm X4 10CBR0000 Ciseaux 13cm bout rond Inox X1 10PEM0002 Pince à écharde Mors plat PREMIUM INOX X1 10CDS0001 Couverture de survie non stérile X3 9GAV0004 Sachet de 4 gants Vinyles X2 10MOP0001 Sachet Mouchoir Papier X1 9SAM0001 Savon de Marseille 100gr X1 10SEH0001 Serviette Hygiénique Unité X3 5STB7502UN Compresses stériles x2 non tissé 7,5 cm X20 3CHA7200U Pansement chair plastique 7x2 cm unitaire X100 3CHA6400U Pansement chair plastique 6x4 cm unitaire X50 10PCS0608 Pansement compressif stérile 6x8 cm X2 6SBM0001 Rouleau sparadrap micropore sur dévidoir 9mx2.5cm X2 6EXT0005 Bande extensible 5 cm X3 6EXT0007 Bande extensible 7 cm X3 10ETR0001 Echarpe triangulaire X2 7LAO0005 Lavage oculaire 5 ml X15 10MBB0001 Masque bouche à bouche X2 9GHA0050 GEL STERILLIUM PURE MAINS 50 ml X1 7CHL0001 Lingette à la chlorhexidine X10 4MPS0000 Manuel 1er secours X1 10BLO0005 Bloxang - éponges hémostatiques boîte de 4 X2 10VOM010U Sac vomitoire VOMIBAG X4 10PFJ0001 Pochette froid instantané X2 10RAS0001 Rasoir jetable X1 7TAL0001 Lingette alcool X6

SKU: 4PPM0000



Trousse membre sectionné complète

Kit de premier secours est préconisé en cas de doigts et mains coupés. Là trousse de secours pour membre sectionné dispose de tout le nécessaire pour récupérer un membre coupé. Le membre doit être mis dans la pochette isotherme afin de le conserver au froid à l'aide des poches de froid. C'est l'assurance d'optimiser la réussite de la greffe. Ce kit dispose d'un pansement absorbant, ce qui permettra d'arrêter l'hémorragie en comprimant. Composition : 4TRV0002 Trousse vide T2 DIM:226x200x71mm X1 10ISO0002 Sac isothermique X1 6EXT0010 Bande extensible 10 cm X1 5ABU1010U Pansement absorbant 10x10 cm unitaire X1 9GAL0002 Sachet 4 gants latex X1 10CDS0001 Couverture de survie non stérile X1 10PFJ0001 Pochette froid instantané X2 (Support mural a commander en supplément 4STR0002) Avec mode d'emploi et Fiche de transmission

SKU: 4TMS0001