



Trousse membre sectionné complète

Kit de premier secours est préconisé en cas de doigts et mains coupés. La trousse de secours pour membre sectionné dispose de tout le nécessaire pour récupérer un membre coupé. Le membre doit être mis dans la pochette isotherme afin de le conserver au froid à l'aide des poches de froid. C'est l'assurance d'optimiser la réussite de la greffe. Ce kit dispose d'un pansement absorbant, ce qui permettra d'arrêter l'hémorragie en comprimant. Composition : 4TRV0002 Trousse vide T2 DIM:226x200x71mm X1 10ISO0002 Sac isothermique X1 6EXT0010 Bande extensible 10 cm X1 5ABU1010U Pansement absorbant 10x10 cm unitaire X1 9GAL0002 Sachet 4 gants latex X1 10CDS0001 Couverture de survie non stérile X1 10PFJ0001 Pochette froid instantané X2 (Support mural a commander en supplément 4STR0002) Avec mode d'emploi et Fiche de transmission

SKU: 4TMS0001